

Pharmacy Refrigerator DIN 13277 Advance Line

Modelo · Model

MPRA 450 G

Ref.

800906V2000

EAN

5601359906200

HSCODE

84185019



W 600
D 700
H 1875



416



105



+2/+8

Descrição

Equipamento desenvolvido para utilização em farmácia para conservação de fármacos e vacinas, de acordo com a normativa DIN 13277.

Excelente estabilidade, uniformidade e precisão de temperatura, garantida através do isolamento de 50 mm em poliuretano Base Água, sistema de refrigeração com frio ventilado e descongelação automática, bem como uma rápida recuperação de temperatura após abertura de porta. O setpoint definido de fábrica é de +5°C, podendo facilmente ser ajustado no intervalo entre +2°C a +8°C. O interior e exterior em chapa especial plastificada evita o aparecimento de corrosão com a utilização.

De série com fechadura para evitar acessos indevidos, 5 prateleiras amovíveis em aço plastificado para evitar corrosão e cesto no fundo, porta de vidro duplo temperado baixo emissivo com sistema anti-embaciamento, reversível e com retorno automático à posição de fechada, iluminação led, puxador de design ergonômico e fácil limpeza, e 4 deslizadores com dois pés niveladores para fácil movimentação do equipamento.

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

medgree.com

Title Pres.

Equipment developed for use in pharmacy, for the conservation of drugs and vaccines, in accordance with normative DIN 13277.

Excellent stability, uniformity and temperature accuracy, guaranteed through the 50 mm water-based polyurethane insulation, refrigeration system with ventilated cold and automatic defrosting, as well as a quick temperature recovery after opening the door. The factory setpoint is +5°C, which can easily be adjusted in the range between +2°C and +8°C. The interior and exterior in special plasticized steel prevents the appearance of corrosion with use.

Standard with lock to prevent unauthorized access, 5 removable shelves in plastic coated steel to prevent corrosion and basket on bottom, double tempered low-emission glass door with no condensation system, reversible and with automatic return to the closed position, led lighting, handle with ergonomic design and easy cleaning, and 4 rollers with 2 levellers for easy equipment movement.

A proud member of  Olitrem family

Características

Advance line

Termostato Advance Advance Controller



Características

Fácil e intuitivo

Gestão simplificada do equipamento

Controlo preciso

Sonda NTC com precisão de 0,1 °C

Display interativo

Com bloqueio de teclado

Alarmes visíveis e sonoros

Temperatura alta
Temperatura baixa
Porta aberta
Falha na sonda
Falha de corrente

Teste de Alarmes

Verificação de funcionalidade dos alarmes

Termostato de segurança

Dupla segurança para evitar que a temperatura baixe dos +2°C

Relógio tempo real

Definição de ano, mês, hora, minutos e segundos para gravação de dados

Identificação de equipamento

Definição de número de série do equipamento no termostato para controlo de registos

Controlo de humidade (OPCIONAL)

Se ativo, permite monitorizar a humidade no interior do equipamento

Datalogger

Consulta de temperatura máxima/mínima e últimos alarmes no display.

Sonda de produto

Sonda adicional com simulador de massa, permitindo simular a temperatura do produto em qualquer parte do equipamento.

USB

Para download dos registos em ficheiro PDF, garantindo assim que os dados não podem ser mudados.

Registos

Registo gráfico e em tabela dos seguintes dados: Temperatura Sonda 1; Temperatura sonda 2 (simulador de massa); Alarmes; humidade (se ativa a função). *com leituras de 10 em 10 minutos e com capacidade para 2 anos de dados.

Bateria

Em caso de falha de energia. Com capacidade para manter alarmes e registos ativos por um período até 26 horas.

Saída Alarme remoto e RS 485

Contacto livre de potencial para ligação aos alarmes externos e saída RS 485 para ligação a sistemas de gestão de edifícios.

Orifício para sonda externa

Diâmetro 12 mm para passagem de sonda de dispositivo de monitorização externo.

*Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.*

Features

Easy and intuitive

Simplified equipment management

Precise control

NTC probe with a precision 0,1°C

Interactive Display

with keyboard lock.

Audible and visible alarms

High temperature
Low temperature
Open door
Probe failure
Power failure

Alarm Test

Test of the functionality of the alarms

Safety controller

Double safety to prevent the temperature from dropping from +2°C

Real time clock

Year, month, hour, minutes and seconds for data recording definition.

Equipment identification

Definition of the equipment serial number in the thermostat for register control.

Humidity control (OPTIONAL)

If active, it allows monitoring the humidity in the inside the equipment

Datalogger

Query maximum/minium temperatures and last alarms in display.

Product probe

Probe with mass simulator, allowing to simulate the product temperature in any part of the equipment.

USB

Records are downloaded as PDF file, thus ensuring that the data cannot be changed.

Records

Graphical and tabular record of the following data: Probe 1 Temperature; Temperature Probe 2 (mass simulator); Alarms; Humidity (if you activate the function). *with readings every 10 minutes and with a capacity for 2 years of data.

Battery

In case of power failure. Capable of keeping alarms and logs active for up to 26 hours.

Remote alarm output and RS 485

Tension free contact for connection to external alarms and RS 485 for connection to building management systems

Hole for external probe

Diameter 12 mm to pass the probe from external monitoring system

Características Advance line

Registo gerado pelo Termostato Advance · Data report generated by Advance controller

Dados do equipamento · Equipment data


02	File Created Date: 2020-08-05/14:14:21		
01		Data Report	
Device Information			
	Device Type: DR-830EN-Olitrem	Storage: 85196	Device Version: V1.0
03	Device Number: 451		
Record Information			
	Log Interval: 00d00h01m00s	04	Temperature Type: °C
	Work Mode: Running	Start Time: 2020-08-05/09:16:01	Probe Type: External
			Data Points: 276
05	Temperature1 High Limit : 8.0°C	Temperature1 Low Limit : 2.0°C	
06	Temperature2 High Limit : 8.0°C	Temperature Low Limit : 2.0°C	
07	Humidity High Limit : 99.9 %RH	Humidity Low Limit : 0.0 %RH	
Temperature1 Information			
08	Alarm: Yes	Max: 25.5°C	Min: 4.0°C
Temperature2 Information			
09	Alarm: Yes	Max: 21.7°C	Min: 2.4°C
Humidity Information			
10	Alarm: No	Max: 79.7 %RH	Min: 27.7 %RH

- | | |
|--|---|
| <p>01 Vermelho - Registo com alarmes
<i>Red - Log with alarms</i></p> <p>02 Verde - Não foram registados alarmes
<i>Green - No alarms were logged</i></p> <p>03 Número de série
<i>Serial number</i></p> <p>04 Tempo de recolha de dados
<i>Data collection time</i></p> <p>05 Limite superior e inferior de temperatura Sonda t1
<i>Upper and lower temperature limit Probe t1</i></p> | <p>06 Limite superior e inferior de temperatura Sonda t2
<i>Upper and lower temperature limit Probe t2</i></p> <p>07 Limite superior e inferior de humidade relativa
<i>Upper and lower relative humidity limit</i></p> <p>08 Existência de Alarme t1
<i>Existence of Alarm t1</i></p> <p>09 Existência de Alarme t2
<i>Existence of Alarm t2</i></p> <p>10 Existência de Alarme Humidade
<i>Existence of Alarm Humidity</i></p> |
|--|---|

Características Advance line

Registo gerado pelo Termostato Advance · Data report generated by Advance controller

3 Gráficos gerados · 3 Generated graphics



Dados recolhidos · Collected data

Sonda t1
Probe t1

Sonda t2
Probe t2

Código Alarme
Alarm codes

Date	Time	°C	°C	%RH	code	Date	Time	°C	°C	%RH	code	Date	Time	°C	°C	%RH	code
2020-06-05	06:17:01	19.3	21.7	33.4	HI	2020-08-05	11:19:01	17.1	17.2	32.6	HI	2020-08-05	12:59:01	4.2	3.6	31.1	
2020-06-05	06:19:01	16.8	21.5	37.1	HI	2020-08-05	11:20:01	16.6	16.6	31.6	HI	2020-08-05	13:00:01	5.2	3.6	32.1	
2020-06-05	06:20:01	17.3	21.0	30.1	HI	2020-08-05	11:21:01	16.2	16.6	30.6	HI	2020-08-05	13:01:01	6.3	3.9	32.9	
2020-06-05	06:21:01	18.4	20.8	63.9	HI	2020-08-05	11:22:01	15.7	16.4	29.7	HI	2020-08-05	13:02:01	7.0	4.0	35.0	
2020-06-05	06:22:01	16.8	20.8	50.2	HI	2020-08-05	11:23:01	15.3	16.1	28.7	HI	2020-08-05	13:03:01	5.5	4.0	35.6	
2020-06-05	06:23:01	17.1	20.6	35.8	HI	2020-08-05	11:24:01	14.9	15.6	29.2	HI	2020-08-05	13:04:01	4.6	3.9	33.1	
2020-06-05	06:24:01	16.3	20.4	31.6	HI	2020-08-05	11:25:01	14.4	15.6	27.9	HI	2020-08-05	13:05:01	4.4	3.6	31.6	
2020-06-05	06:25:01	16.7	20.1	29.8	HI	2020-08-05	11:27:01	13.7	16.1	27.8	HI	2020-08-05	13:06:01	4.2	3.6	30.8	
2020-06-05	06:26:01	15.1	19.9	28.8	HI	2020-08-05	11:28:01	13.4	14.9	27.8	HI	2020-08-05	13:07:01	4.4	3.5	31.1	
2020-06-05	06:27:01	14.6	19.6	28.2	HI	2020-08-05	11:29:01	13.0	14.6	27.9	HI	2020-08-05	13:08:01	6.3	3.6	32.7	
2020-06-05	06:28:01	15.0	19.4	63.9	HI	2020-08-05	11:30:01	12.7	14.4	27.9	HI	2020-08-05	13:09:01	6.5	3.7	35.6	
2020-06-05	06:29:01	14.5	19.2	38.7	HI	2020-08-05	11:31:01	12.3	14.1	27.9	HI	2020-08-05	13:10:01	4.5	3.7	34.5	
2020-06-05	06:30:01	13.7	19.0	32.6	HI	2020-08-05	11:32:01	12.1	13.9	27.9	HI	2020-08-05	13:12:01	4.7	3.6	32.1	
2020-06-05	06:31:01	13.2	18.7	30.3	HI	2020-08-05	11:33:01	11.7	13.7	28.0	HI	2020-08-05	13:13:01	4.4	3.5	30.8	
2020-06-05	06:32:01	11.6	17.6	28.5	HI	2020-08-05	11:37:01	10.7	12.9	28.1	HI	2020-08-05	13:17:01	6.6	3.4	32.2	
2020-06-05	06:36:01	11.2	17.6	28.5	PF	2020-08-05	11:38:01	10.4	12.6	28.1	HI	2020-08-05	13:18:01	6.0	3.5	35.3	
2020-06-05	06:59:40				Power off	2020-08-05	11:39:01	10.1	12.4	28.2	HI	2020-08-05	13:19:01	5.0	3.4	33.2	
2020-06-05	10:01:01	21.5	18.1	65.1		2020-08-05	11:40:01	9.9	12.2	28.1	HI	2020-08-05	13:20:01	4.5	3.3	31.0	
2020-06-05	10:01:01	19.2	18.1	63.8	HI	2020-08-05	11:41:01	9.6	12.0	28.2	HI	2020-08-05	13:21:01	4.2	3.2	30.1	
2020-06-05	10:02:01	20.4	18.1	64.3	HI	2020-08-05	11:42:01	9.4	11.8	28.2	HI	2020-08-05	13:22:01	4.1	3.1	29.6	
2020-06-05	10:03:01	17.8	18.0	48.5	HI	2020-08-05	11:43:01	9.2	11.5	28.2	HI	2020-08-05	13:23:01	6.0	3.1	30.4	
2020-06-05	10:04:01	16.5	17.7	40.7	HI	2020-08-05	11:44:01	8.9	11.4	28.3	HI	2020-08-05	13:24:01	6.0	3.2	31.4	
2020-06-05	10:05:01	15.6	17.5	35.3	HI	2020-08-05	11:45:01	8.7	11.2	28.3	HI	2020-08-05	13:26:01	6.9	3.2	33.0	
2020-06-05	10:06:01	17.8	18.0	48.5	HI	2020-08-05	11:46:01	8.5	11.0	28.2	HI	2020-08-05	13:26:01	6.6	3.3	34.7	
2020-06-05	10:07:01	14.4	17.0	30.8	HI	2020-08-05	11:47:01	8.3	10.7	28.2	HI	2020-08-05	13:27:01	4.8	3.2	32.2	
2020-06-05	10:08:01	13.8	16.7	29.7	HI	2020-08-05	11:48:01	8.1	10.6	28.3	HI	2020-08-05	13:28:01	4.4	3.1	30.3	
2020-06-05	10:09:01	14.1	16.5	38.4	HI	2020-08-05	11:49:01	7.9	10.4	28.4		2020-08-05	13:29:01	4.1	3.0	29.5	
2020-06-05	10:10:01	13.3	16.3	33.1	HI	2020-08-05	11:50:01	7.7	10.2	28.2		2020-08-05	13:30:01	4.4	2.9	29.7	
2020-06-05	10:11:01	14.8	18.1	72.2	HI	2020-08-05	11:51:01	7.5	10.0	28.1		2020-08-05	13:31:01	5.3	2.9	30.3	
2020-06-05	10:12:01	16.4	16.5	73.8	HI	2020-08-05	11:52:01	7.3	9.8	28.1		2020-08-05	13:32:01	6.3	3.0	31.2	
2020-06-05	10:13:01	17.4	18.7	75.1	HI	2020-08-05	11:53:01	7.1	9.6	28.1		2020-08-05	13:33:01	6.5	3.1	34.2	
2020-06-05	10:14:01	18.6	17.0	63.6	HI	2020-08-05	11:54:01	6.9	9.4	28.2		2020-08-05	13:34:01	6.3	3.1	33.6	
2020-06-05	10:15:01	15.4	16.7	45.6	HI	2020-08-05	11:55:01	6.7	9.2	28.3		2020-08-05	13:35:01	4.7	3.0	31.2	
2020-06-05	10:16:01	13.9	16.4	40.0	HI	2020-08-05	11:56:01	6.5	9.0	28.4		2020-08-05	13:36:01	6.3	2.9	29.8	
2020-06-05	10:17:01	13.1	16.0	35.5	HI	2020-08-05	11:57:01	6.4	8.8	28.2		2020-08-05	13:37:01	4.0	2.8	29.2	
2020-06-05	10:18:01	12.5	15.7	33.6	HI	2020-08-05	11:58:01	6.2	8.6	28.3		2020-08-05	13:38:01	4.9	2.8	29.9	

ALARM CODES

- LoF** - data logger (must be restarted)
- HI** - high temperature (red)
- LI** - low temperature (blue)
- E1** - probe t1 interior failure
- E2** - product t2 probe failure
- E3** - defrost probe T3 failure
- E4** - humidity probe failure
- EE** - display connection failure
- EE** - data logger connection failure
- on** - PENDRIVE inserted
- End** - data logging finished
- do** - open door
- PF** - energy failure
- BL** - dead battery
- EB** - battery connection failure

Pharmacy Refrigerator DIN 13277

Advance Line

Modelo · Model

MPRA 450 G

Ref.

800906V2000

Características · Characteristics

- 01 Termostato Linha Advance
Advance Line controller
- 02 Furo para sonda externa
Hole for external probe
- 03 Cesto para interior
Internal basket
- 04 Sonda adicional para produto
(simulador de massa)
*Additional probe for product temperature
(mass simulator)*
- 05 Gavetas para Séries 150 / 350 / 450
Sliding drawers for Series 150 / 350 / 450
- 06 USB para retirar dados
USB port for data
- 07 Alarme remoto e Termostato de segurança
Remote alarm and Safety controller



01



03



02



04



05



06



07

Pharmacy Refrigerator DIN 13277

Modelo · Model

MPRA 450 G

Ref.

800906V2000

Advance Line



Características Técnicas

Technical Features

Largura interior	Internal width	480 mm	
Profundidade interior	Internal depth	500 mm	
Altura interior	Internal height	1724 mm	
Isolamento	Insulation	50 mm	
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m ³ High density water base polyurethane 42Kg/m ³	
Volume bruto	Gross volume	416 Lts	
Volume líquido	Liquid volume	361 Lts	
Peso líquido	Net weight	105 Kg	
Peso com embalagem	Weight with packaging	115 Kg	
Material interior	Interior material	Chapa Plástica Branca (Skinplate) White Coated Steel	
Material exterior	Exterior material	Chapa Plástica Branca (Skinplate) White Coated Steel	
Material traseiro	Back material	Poliestireno de Alta densidade High Density Polystyrene	
Prateleiras	Shelves	5x(475x470) em Aço Plástico + Cesto (455x350x200) 5x(475x470) in Plasticized Steel + Basket (455x350x200)	
Peso max. / Prateleira	Max. weight / Shelves	18,3 Kg	
Nº gavetas (Standart / Max)	Nº drawers (Standart / Max)	— / 14	
Peso max. / Gaveta	Max. weight / Drawer	18,3 Kg	
Material gaveta	Drawer material	Alumínio Aluminum	
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Deslizadores + 2 Niveladores 4 Rollers + 2 Levelers	
Porta	Door	<input type="radio"/> Opaca · Solid	<input checked="" type="radio"/> Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES	<input type="radio"/> NÃO · NO
Fechadura	Lock	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES	<input type="radio"/> NÃO · NO
Descongelação	Defrost	<input checked="" type="radio"/> Automática · Automatic	<input type="radio"/> Manual · Manual
Condensador	Condenser	<input type="radio"/> Ventilado · Ventilated	<input checked="" type="radio"/> Estático · Static
Evaporador	Evaporator	<input checked="" type="radio"/> Ventilado · Ventilated	<input type="radio"/> Estático · Static
Iluminação	Lighting	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES	<input type="radio"/> NÃO · NO
Buraco Sonda Externa	External probe hole	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES	<input type="radio"/> NÃO · NO
Potência Potência Frigorífica	Power Cooling Capacity	220 W 337 W	
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz	
Comprimento cabo de alimentação	Power supply length	2,5 m	
Consumo	Consumption	965 Kwh/ano 965 Kwh/year	
Nível de Ruído	Noise Level	< 50 dBA	
Termostato	Controller	Digital ADVANCE	
Gás	Gas	R600a	
Carga de gás	Gas load	52 g	

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Pharmacy Refrigerator DIN 13277

Advance Line


Modelo · Model

MPRA 450 G


Ref.

800906V2000


Accessórios · Accessories



Prateleira · Shelf
Cód. 007122



Prateleira Inox · Inox Shelf
Cód. 108666



Dentel - Suporte Prateleira · Shelf Holder
Cód. 004042_002



Interior Inox · Inside Inox
Cód. 129045_2



Cesto · Basket
Cód. 003356_100



Kit Gaveta · Drawer Kit
Cód. 129043_1



Kit Separador Gaveta · Separator Drawer Kit
Cód. 129044



Embalagem Madeira · Wood Package

Pharmacy Refrigerator DIN 13277

Advance Line


Modelo · Model

MPRA 450 G


Ref.

800906V2000

Desenho Técnico · Technical Drawing




Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
63	27	57



Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.